



TTAF[®]
medikal

FL
Ateş Ölçer



Daha sağlıklı bir dünya için
araştırıyor, geliştiriyor ve üretiyoruz !

FL Ateş Ölçer

Yalnızca tek tuşa basarak aktif hale getireceğiniz ateş ölçer, kolay kullanımı ile ateşinizi ölçer

Kulak kanalı veya baş önü bölgesine temas etmeden ateş ölçme ayrıcalığı sunan FL Ateş Ölçer 2 farklı ateş ölçme seçeneği bulundurmaktadır.


LED ekranı ile dereceyi karanlıkta dahi rahatça okuyabilirsiniz.

2019 Golden Dot Design Award Badge ödülü alan cihaz, özel tasarımı ile kolay kavranabilir ve güvenli sonuçlar oluşturur.

Sürekli kullanım için uygundur.



Teknik Özellikler



Ölçüler	: 4.2cm*13.5cm*5.5cm
Net Ağırlığı	: 47g
Batarya	: 2 Adet AA Batarya
Ölçüm Aralığı	: 34.0 C (93.2F) -42.0 C (107.6 F)